

eSwab en urinebuizen hebben een beperkte houdbaarheid. Controleer voor gebruik de vervaldatum.

Vermeld naam en geboortedatum van de patiënt op het materiaal. Potjes niet te vol en draai goed dicht

Urine onderzoek:	Afname container
Urine-sediment Urine na mictie binnen 2 uur inleveren of verse urine op inleverlocatie laten produceren. De urine dient uitsluitend te worden afgegeven aan een medewerker bloedafname van het Diaconessenhuis .	
Dysmorfe ery's: Urine na mictie binnen 2 uur inleveren of verse urine op inleverlocatie laten produceren. De urine dient uitsluitend te worden afgegeven aan een medewerker bloedafname van het Diaconessenhuis . <i>Inleveren van maandag t/m donderdag binnen openingstijden en op vrijdag voor buitenpoli loc. Doorn tot 11:30 uur en ziekenhuis loc. Utrecht / Zeist tot 14:30 uur</i>	
Micro-albumine, Totaal eiwit, Kreatinine: <i>Bewaren in koelkast of kamertemperatuur indien direct insturen niet mogelijk is. Nóóit per post</i>	
Urinekweek Midstream- urine Voor een optimale en betrouwbare uitslag verzoeken wij u de urinekweek altijd in een CCM-buis aan te leveren <i>Bewaren in koelkast of kamertemperatuur indien direct insturen niet mogelijk is</i>	
SOA PCR (Chlamydia/GO/Trichomonas/Mycoplasma genitalium) 1 ^e straal urine <i>Bewaren in koelkast indien direct insturen niet mogelijk is.</i>	
Antigeentest Legionella- en Streptococcus pneumoniae Midstream- urine <i>Bewaren in koelkast indien direct insturen niet mogelijk is</i>	
Feces onderzoek	Afname container
Calprotectine <i>Potje moet minimaal voor de helft gevuld zijn i.v.m. betrouwbaarheid resultaten.</i> <i>Op dag van productie inleveren. Nóóit per post</i>	
iFOBT/occult bloed/Bloed in feces <i>Op dag van productie inleveren. Nóóit per post</i>	
Bacterieel, Parasitair en Virologisch <i>Bewaren in koelkast indien direct insturen niet mogelijk is.</i>	

eSwab en urinebuizen hebben een beperkte houdbaarheid. Controleer voor gebruik de vervaldatum.

Vermeld naam en geboortedatum van de patiënt op het materiaal. Potjes niet te vol en draai goed dicht

eSwab afnamemedium: Banale kweek Voor alle bacteriële, gist & schimmel kweken, zoals keel, neus, oog, oor, wond, huid, cervix, fluor, urethra enz. <i>Bewaren in koelkast als direct insturen niet mogelijk is.</i>	Afname container 
PCR onderzoeken Voor o.a. SOA, Bof, Influenza, respiratoire, Herpes simplex, Borrelia, SARS-CoV-2, Varicella Zoster Let op: indien u naast SOA diagnostiek ook diagnostiek naar bacteriële vaginose aanvraagt, graag twee aparte eSwabs insturen. <i>Bewaren in koelkast als direct insturen niet mogelijk is m.u.v. SOA onderzoek, bewaren op kamertemperatuur</i>	
Bacteriële vaginose Let op: indien u naast bacteriële vaginose diagnostiek ook diagnostiek naar SOA aanvraagt, graag twee aparte eSwabs insturen. <i>Bewaren in koelkast als direct insturen niet mogelijk is</i>	
Kinkhoestswab Voor kinkhoest PCR een diepe nasopharynx wat afnemen. <i>Bewaren in koelkast als direct insturen niet mogelijk is</i>	
Fertiliteitsonderzoek	Afname container
Semen Alleen op afspraak bij het laboratorium: 088 250 6534 Inleveren binnen 1 uur na productie. Folder beschikbaar: https://www.diakonessenhuis.nl/folders/sperma-onderzoek	
Overig	Afname container
Universeel steriel potje Voor o.a. sputum, vloeibare materialen zoals pus en punctaat, haren, nagels <i>Bewaren in koelkast als direct insturen niet mogelijk is</i>	
Pathologie onderzoeken	Afname container
Cervixuitstrijkje voor cytologisch onderzoek o.a. HPV van de vaginawand en/of vaginatop <i>Bewaar op kamertemperatuur indien direct insturen niet mogelijk is</i>	
Weefselonderzoek op pathologie Gebufferde formaldehyde 4 % <i>Bewaar op kamertemperatuur indien direct insturen niet mogelijk is</i>	